

Proste zarządzanie danymi dzięki oprogramowaniu EasyDirect™ Moisture




Automatyczne gromadzenie danych

Gromadź wyniki pomiaru zawartości wilgoci nawet z pięciu urządzeń. Ogranicz do minimum błędów transkrypcji, oszczędź czas i zapewnij bezpieczne przechowywanie danych dzięki elektronicznej obsłudze danych zapisanych w bazie danych SQL.



Sprawną obsługę wyników

Łatwo przeglądaj wyniki i filtruj je wg daty, urządzenia, użytkownika lub próbki. Wizualizuj wyniki na wykresach i wykonuj statystyki w celu efektywnej analizy wyników.



Łatwe raportowanie

Raporty wyników pomiaru wilgoci są teraz proste i przejrzyste. Eksportuj dane do komputera w różnych formatach (CSV, XML lub PDF) lub drukuj je na drukarce sieciowej.



Centralne zarządzanie urządzeniami

Miej pewność, że Twoje urządzenie jest zawsze aktualne i gotowe do dostarczania dokładnych wyników pomiaru zawartości wilgoci. Monitoruj stan urządzeń i planuj rutynowe testy i działania serwisowe.




Obsługa danych z pomiaru zawartości wilgoci łatwa jak nigdy dotąd

Połącz wagosuszarke z oprogramowaniem EasyDirect Moisture, aby usprawnić zarządzanie danymi i ich obsługę. Instalacja i konfiguracja są proste i szybkie, a obsługa – intuicyjna.


Popraw efektywność procesów oznaczania zawartości wilgoci: automatycznie zbieraj dane o zawartości wilgoci, twórz raporty, wizualizuj wyniki na wykresach kontrolnych, wykonuj statystyki i centralnie zarządzaj urządzeniami.

Pobierz 45-dniową bezpłatną wersję próbną:


► www.mt.com/Moisture-Software



Planowanie rutynowych testów urządzenia



Monitorowanie statusu testu i czynności serwisowych



Przegląd urządzeń



Wizualizacja krzywej suszenia

Specyfikacja techniczna

Obsługiwane urządzenia	HX204, HS153, HC103	
Maks. liczba urządzeń	5	
Komunikacja	HC103	USB, RS232
	HX204, HS153	USB, RS232, Ethernet, Wi-Fi
Baza danych	SQL Express 2022	
Wymaganie dot. komputera	System operacyjny: Windows 10 (Update ≥ 20H2), Windows 11 64-bit	
Zbieranie danych	Wyniki pomiarów, testów i adiustacji	
Formaty raportów	PDF, CSV, XML	
Zarządzanie urządzeniami	Rutynowe testy i planowanie przeglądów, przypomnienia, przegląd urządzeń i statusów	
Ochrona	Ochrona ustawień i wyników hasłem	
Języki	Angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, polski, czeski, węgierski, portugalski, japoński, chiński, koreański	